

Technische Information

pH-Messstäbchen 6,5-10

100 Teststäbchen 1.09543.0001

pH-Indikatorstäbchen nicht blutend
Spezialindikator
pH 6.5 - 10.0

MERCK

eintauchen - feucht ablesen
bei schwach gepufferten Lösungen so lange eintauchen (1 - 10 min), bis keine Farbänderung mehr erfolgt.


pH 6.5 - 10.0

pH-indicator strips non-bleeding.
Dip in - read while still moist. Immerse in weakly-buffered solutions until there is no further colour change (1 - 10 min).

Bandelettes indicatrices de pH de déteignant pas immerger - lire à l'état humide. En présence de solutions faiblement tamponnées, immerger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de modification de couleur (1 à 10 min).

Indicadores del pH en varillas (no destiñen)
sumergir - leer en húmedo. En soluciones débilmente amortiguadas sumergir hasta que ya no haya cambio de color (1 - 10 minutos).

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany, Tel. (0 61 51) 7 20



pH-Meßstäbchen ermöglichen die schnelle Messung des pH-Wertes einer Wasserprobe.
pH-Meßstäbchen kommen zum Einsatz bei:

- Kühlschmierstoffen
- Abwässern
- Entfettungs- und Phosphatierbädern
- Kabinenwässern
- Kühlwässern etc.